

# AGITADOR ESP

Agitador magnético sem aquecimento e sem motor. A agitação é obtida através de campos magnéticos gerados por bobinas.



LINHA DE AGITADORES



**instru**lab  
Instrumentos para laboratórios

End. Rua Olinda, 222, Porto Alegre – RS - 90240-570  
Telefone: (51) 3346-1466  
WhatsApp: (51) 9 9376-2504  
E-mail: contato@instrulab.com.br  
www.instrulab.com.br

## ROBUSTO

- ✓ **Tecnopolímero** resistente a produtos químicos
- ✓ O painel de controle está protegido contra derrames de líquidos graças a ranhura de escoamento
- ✓ Projetado para longa vida útil e **garantia de 3 anos**

## VERSATILIDADE

- ✓ Superfície ideal para visualização de partículas e mudanças de cor
- ✓ Ideal para microtitulação, microbiologia e bioquímica
- ✓ Início de agitação suave para evitar derramamento de líquidos

## CONVENIENTE

- ✓ Volume de agitação de até **5 litros**
- ✓ Velocidade de agitação de até **1.100 rpm**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Material Construtivo</b>	Estrutura em Tecnopolímero
<b>Potência</b>	5W
<b>Peso</b>	0,9 Kg
<b>Dimensões</b>	160x33x230mm
<b>Controle Eletrônico de Velocidade</b>	Até 1.100 rpm
<b>Volume de Agitação (H2O)</b>	Até 5L

## ACESSÓRIOS





## OFERECEMOS UMA LINHA COMPLETA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA INDÚSTRIAS, LABORATÓRIOS E CENTROS DE PESQUISA.

### AGITADORES

Com e sem Aquecimento  
Mecânicos  
Shakers  
Vortex

### ALIMENTOS

Destiladores e Digestores Kjeldhal.  
Dumas (Nitrogênio).  
Extrator de Lipídios.  
Fibra Bruta e Alimentar.  
NIR.  
Oxitest (vida de prateleira).

### BALANÇAS

Analíticas.  
Determinadora de Umidade.  
Microbalanças.  
Precisão.

### BEBIDAS

Acidez Volátil.  
Analisador Enzimático Multi Parâmetros.  
Balança hidrostática p/determinação de grau alcoólico.  
Contagem de Leveduras.  
Destilador Enológico  
SO2.

### CROMATÓGRAFOS

Amostrador HeadSpace .  
Amostradores Líquidos.  
Detectores IR em fase sólida.  
Desorvedor Térmico.  
Fast GC.  
GC.  
GC-MS.  
HPLC.

### ESPECTROFOTÔMETROS

Absorção Atômica  
ICP  
NIR Infravermelho  
UV/VIS

### IMUNOENSAIOS

Leitoras e lavadoras de ELISA

### INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA

Analísadores de Aminoácidos  
Analísadores de Mercúrio.  
Analísadores TOC.  
Análise Térmica.  
Condutivímetros .  
Densímetros .  
PHmetros .  
Reatores / Sondas.  
Refratômetros.  
Tituladores .

### MEIO AMBIENTE

DBO  
DQO  
Incubadoras  
Nitrogênio Amoniacal  
Nitrogênio NTK  
Sistema para óleos e graxas de ELISA

### AUTOCLAVES

### BANHO-MARIA

### CENTRÍFUGAS

### DESTILADORES

### ESTUFAS

### EVAPORADORES ROTATIVOS

### MUFLAS

### PIPETAS

### TERMOCICLADORES

**CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS, CONTRATOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CALIBRAÇÃO E ATENDIMENTO NA SUA EMPRESA, NA INSTRULAB OU REMOTO.**



End. Rua Olinda, 222, Porto Alegre – RS - 90240-570  
Telefone: (51) 3346-1466  
WhatsApp: (51) 9 9376-2504  
E-mail: contato@instrulab.com.br  
www.instrulab.com.br